

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | | Código: FR-GT-01 | |
| | TAPABOCAS TERMOSELLADO- ADULTO Y PEDIATRICO | | Versión: 1 | |
| | GRADO MEDICO | | Fecha: 05/01/2022 | |
| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | | | | |
| Marca | MEDSONIC | | Página | 1 de 1 |
| Nombre Producto | TAPABOCAS TERMOSELLADO - TRES CAPAS - TRES PLIEGUES – ADULTO | | Ref | TP3PLY |
| RS | | FV RS | Clasificación Riesgo/ forma cosmetica | I |
| <p>Se utiliza para reducir la exposición potencial del usuario a la sangre, a los fluidos corporales, y/o partículas suspendidas en el medio ambiente, elemento de protección personal Es especialmente diseñado para protección del personal médico.</p> | | | | |
| Indicaciones de Uso | | Precauciones | | |
| <p>Deben utilizarse en entornos donde haya una alta concentración de personas, como en espacios públicos, transporte público, escuelas, y cualquier lugar donde el distanciamiento social pueda ser difícil de mantener.</p> <p>Con bandas para las orejas: Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado</p> | | <p>Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótate las manos para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla de papel limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.</p> <p>Revisa el tapabocas: Una vez que hayas tomado un tapabocas nuevo (sin uso) de la caja, revisalo para asegurarte de que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene alguna de estas deficiencias, bótalos y saca otro nuevo de la caja.</p> | | |
| Almacenamiento | Almacenar en lugares secos, en condiciones de ventilación, en temperatura estándar. | | | |
| Presentación | Empaque Individual, - Display x 50 Unidades - Caja x 40 Display Display x 50 unidades - caja x 40 Display | | | |
| Vida Util | 5 Años | | | |
| CARACTERÍSTICAS PRODUCTO | | | | |
| CARACTERÍSTICAS | | CRITERIOS | | |
| Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE/PFE): | | 98% | | |
| Presión Diferencial: | | ≤ 29.4 Pa/cm ² | | |
| Claridad Microbiana: | | ≤ 30 cfu/g | | |
| Características | | <p>Tapabocas Tipo USO Medico- alta eficiencia y filtración bacteriana: Elaborado de 3 capas - termosellado:</p> <p>2 Capas de Tela No Tejida (2ply PP non-woven) + 1 Capa de Tela Filtro -Protectora MELTBLOWN (1ply meltblown fabric)</p> <p>3 Capas de: 25 + 25 + 25 G/M²</p> | | |
| IMÁGENES | | | | |
|  | | | | |
| <p>ISO13485 Dispositivos Médicos REGISTRO SANITARIO INVIMA - IMPORTADO POR GLAZ GROUP SAS</p> | | | | |
| Elaboro | | Reviso/ aprobó | | |
| Tatiana Barrios | | Andrea Aristizabal | | |

